


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mitf Para Wb, If/Icc, Elisa - O75030

Número do item: CM0007572



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado ao MITF humano (O75030), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com MITF humano e de rato. Adequado para pesquisa de diferenciação de melanócitos, regulação de genes de pigmentação e fatores de transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MITF Rabbit mAb
Observações/Alias	MI; WS2; CMM8; WS2A; COMMAD; MITF-A; bHLHe32; MITF
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4286
ID do Gene	4286
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 402-526 do MITF humano (NP_001341533.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	O75030
Peso da Proteína	59kDa
Transporte	Bolsa de gelo