


Anti-Mitf Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - 075030

Número do item: CM0013778



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o MITF humano (fator de transcrição associado à microftalmia). Validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com humano e camundongo. O MITF é um regulador chave da sobrevivência e diferenciação dos melanócitos, bem como da biogênese dos melanossomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MITF Rabbit pAb
Observações/Apelido	MI; WS2; CMM8; WS2A; COMMAD; MITF-A; bHLHe32; MITF
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4286
ID do Gene	4286
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 do MITF humano (NP_937801.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	075030
Peso da Proteína	59kDa
Envio	Saco de gelo