

Anticorpo Monoclonal Anti-Mitofilina Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q16891

Número do item: CM0006513

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade que tem como alvo a Mitofilina humana (MIC60) para Western blot, IHC, IP e ELISA. Ideal para pesquisas sobre a morfologia das cristas mitocondriais e o complexo MICOS.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-Mitofilina
Observações/Apelidos	HMP; P87; P89; PIG4; Mic60; PIG52; MINOS2; P87/89; MICOS60; Mitofilina
Espécie	Humana
GeneID	10989
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 65-300 da Mitofilina humana (NP_006830.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	Q16891
Peso da Proteína	84 kDa
Transporte	Bolsa de gelo