


Anticorpo Policlonal Anti-Mitofusin-1/Mfn1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Iwa4

Número do item: CM0025574



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Mitofusin-1 humana (MFN1), uma GTPase da membrana externa mitocondrial essencial para a fusão mitocondrial. Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Adequado para pesquisa de dinâmica mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Mitofusin-1/MFN1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	hfzo1; hfzo2; Mitofusin-1/MFN1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55669
ID do Gene	55669
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 622-741 da Mitofusin-1/MFN1 humana (NP_284941.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8IWA4
Peso da Proteína	84kDa
Envio	Saco com gelo