


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mitofusina 2 (Mfn2) Para Wb, If/Icc, Elisa - O95140

Número do item: CM0018424



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à Mitofusina 2 (MFN2) humana. Validado para WB, IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre dinâmica mitocondrial, fusão e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-Mitofusina 2
Observações/Apelidos	HSG; MARF; CMT2A; CPRP1; CMT2A2; HMSN6A; CMT2A2A; CMT2A2B; Mitofusina 2
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	9927
ID do gene	9927
Imunógeno	Peptídeo sintético: um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 70-260 da Mitofusina 2 humana (NP_055689.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	O95140
Peso da proteína	86 kDa
Transporte	Gelo em embalagem