

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mki67 Para If-P, Ihc-P, Elisa - E9Pvx6

Número do item: CM0031077

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o Ki-67 de rato (Mki67), validado para IF-P, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com rato. Ideal para pesquisa em proliferação celular e oncologia em aplicações IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Mki67 Rabbit pAb
Observações/Apêndices	Ki67; Ki-67; D630048A14Rik
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	4288
GeneID	17345
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1816-2163 do Mki67 de rato (NP_001074586.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato, Ratazana
SWISS	E9PVX6
Peso Proteico	350kDa
Envio	Saco de gelo