

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mkks Para Wb E Elisa - Q9Npj1

Número do item: CM0021403

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MKKS humano (BBS6) para Western blot e ELISA. Reconhece uma chaperona molecular de 62 kDa envolvida na montagem do complexo BBSome e na ciliogênese. Validado em amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	pAb de coelho anti-MKKS
Observações/alias	KMS; MKS; BBS6; HMCS; MKKS
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	8195
ID do gene	8195
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 221-570 da MKKS humana (NP_740754.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	Q9NPJ1
Peso da proteína	62 kDa
Envio	Bolsa de gelo