


Anticorpo Policlonal Anti-Mkl1 Para Wb, Elisa - Q969V6

Número do item: CM0018318



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao MKL1 humano (MRTF-A, MAL). Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada contra camundongo e rato. Ideal para estudos de regulação de genes do citoesqueleto, migração celular e transcrição mediada por SRF.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MKL1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MAL; MKL; BSAC; MKL1; MRTF-A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	57591
ID do Gene	57591
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 do MKL1 humano (NP_065882.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q969V6
Peso da Proteína	99kDa
Transporte	Bolsa de gelo