


Anticorpo Policlonais Anti-Mkl1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q969V6

Número do item: CM0028678



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a MKL1 humano (MRTF-A/MAL/BSAC) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta MKL1 humano, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa sobre regulação de genes do citoesqueleto e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MKL1 Rabbit pAb
Observações/Alias	MAL; MKL; BSAC; MKL1; MRTF-A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57591
GeneID	57591
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 de MKL1 humano (NP_065882.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q969V6
Peso da Proteína	99kDa
Envio	Bolsa de gelo