

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mkl2 (Mrtfb) Para Wb & Elisa - Q9Ulh7

Número do item: CM0016867

introdução

Anticorpo policlonal de coelho produzido contra MKL2 (MRTFB) humano recombinante. Validado para Western blot (118 kDa) e ELISA, com reatividade cruzada para humano e camundongo. Útil para pesquisas sobre coativação de SRF e desenvolvimento muscular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MKL2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MKL2; MRTF-B; NPD001
Espécie	Humano
GeneID (humano)	57496
GeneID	57496
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 170-300 do MKL2 humano (NP_054767.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9ULH7
Peso Molecular da Proteína	118kDa
Envio	Em bolsa de gelo