

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mkln1 Para Wb E Elisa - Q9UI63

Número do item: CM0018438



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MKLN1 humano (Muskelin, TWA2), adequado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. Ideal para estudar o complexo CTLH, espalhamento celular e sinalização THBS1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MKLN1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	TWA2; MKLN1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4289
ID do Gene	4289
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 436-735 do MKLN1 humano (NP_037387.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9UL63
Peso Proteico	85kDa
Envio	Saco de gelo