


Anticorpo Policlonal Anti-Mknk1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bub5

Número do item: CM0024320



introdução

Anticorpo policlonal de coelho MKNK1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta MKNK1 humano, de camundongo e rato, uma quinase que regula a tradução via fosforilação de EIF4E em respostas ao estresse e citocinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MKNK1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MNK1; MKNK1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8569
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 374-465 do MKNK1 humano (NP_003675.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BUB5
Peso da Proteína	51 kDa
Envio	Saco com gelo