

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mkp1 Para Wb, Elisa - P28562

Número do item: CM0023303



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-MKP1 validado para Western blot (WB) e ELISA. Detecta MKP1 humano e murino. Imunógeno recombinante dentro dos aminoácidos 267-367. Ideal para estudos de sinalização por quinase MAP e resposta ao estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MKP1 Rabbit pAb
Observações/Alias	HVH1; MKP1; CL100; MKP-1; PTPN10
Espécie	Humano
ID do Gene	1843
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 267-367 do MKP1 humano (NP_004408.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P28562
Peso Molecular da Proteína	39kDa
Envio	Bolsa de gelo