

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mkp1 Para Wb, Elisa - P28563

Número do item: CM0021745

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a MKP1 (DUSP1) de camundongo, validado para Western blot e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. MKP1 é uma fosfatase de dupla especificidade nuclear que desfosforila ERK2, regulando o ciclo celular meiótico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MKP1 Rabbit pAb
Observações/Alias	erp, MKP1, mkip-1, 3CH134, Ptpn16
Espécie	Camundongo
GeneID	19252
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-172 da MKP1 de camundongo (NP_038670.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P28563
Peso Proteico	39kDa
Envio	Bolsa de gelo