

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mkrn3 Para Wb E Elisa - Q13064

Número do item: CM0023240

introdução

O MKRN3 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal derivado de coelho, que reconhece a ligase E3 de ubiquitina humana MKRN3. Validado para Western blot e ELISA, apresenta reatividade cruzada com humano e camundongo. Para pesquisa sobre o tempo da puberdade e vias de ubiquitinação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MKRN3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CPPB2; D15S9; RNF63; ZFP127; ZNF127; MKRN3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7681
GeneID	7681
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do MKRN3 humano (NP_005655.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q13064
Peso Proteico	56kDa
Envio	Saco de gelo