

Anticorpo Policlonal Anti-Mks1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nxb0

Número do item: CM0030509

introdução

Anticorpo Policlonal Coelho MKS1 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com Humano, Rato, Rato. Proteína de 65 kDa. Ideal para estudos de cílios e ciliopatias. – Q9NXB0

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MKS1 Coelho pAb
Observações/Apêndice	MES; MKS; BBS13; POC12; JBTS28; MKS1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	54903
GeneID	54903
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 150-300 do MKS1 humano (NP_060247.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9NXB0
Peso Proteico	65kDa
Envio	Saco de gelo