

Anticorpo Monoclonal Anti-Mld Para Wb, Elisa - O15121

Número do item: CM0003347

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa a esfingolípídeo delta(4)-dessaturase DES1 humana (MLD/DEGS1) para WB e ELISA. Ideal para pesquisa de metabolismo lipídico e leucodistrofia. Validado em amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MLD Rabbit mAb
Observações/Apelido	MLD; DEGS; DES1; Des-1; FADS7; HLD18; MIG15; DEGS-1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8560
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 do MLD humano (NP_003667.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O15121
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Saco de gelo