


Anticorpo Policlonal Anti-Mlf1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P58340

Número do item: CM0028752



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-MLF1 para WB, IF/ICC, ELISA, reconhecendo MLF1 humano e de camundongo. MLF1 regula o comprometimento da linhagem hematopoiética, o ciclo celular e a diferenciação. Adequado para estudos de leucemia e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MLF1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MLF1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4291
GeneID	4291
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-268 do MLF1 humano (NP_071888.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P58340
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Saco com gelo