


Anticorpo Policlonal Anti-MLf1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P58340

Número do item: CM0013101



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MLF1 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa sobre fator de leucemia mieloide 1 na diferenciação hematopoiética, regulação do ciclo celular e função de fator de transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	MLF1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MLF1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4291
GeneID	4291
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-268 do MLF1 humano (NP_071888.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P58340
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Saco de gelo