

Anticorpo Policlonal Anti-MLF2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15773

Número do item: CM0016335

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MLF2 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta MLF2 humano, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisa em leucemia e biologia celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MLF2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	NTN4; MLF2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8079
GeneID	8079
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-65 do MLF2 humano (NP_005430.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15773
Peso Proteico	28kDa
Envio	Saco de gelo