


Anticorpo Monoclonal Anti-MLh1 (Validado Por Ko) Para Wb, Elisa - P40692

Número do item: CM0007159



introdução

Anticorpo monoclonal de rato validado por KO contra a proteína humana de reparo de incompatibilidade de DNA MLh1 (MLH1), adequado para Western blot e ELISA. Tem como alvo um componente chave do MMR implicado na pesquisa do câncer colorretal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] Anticorpo Monoclonal de Rato Anti-MLH1
Observações/Apelidos	FCC2; COCA2; HNPCC; MLH-1; hMLH1; HNPCC2; LYNCH2; MMRCS1; H1
Espécie	Rato
GeneID	4292
Imunogênio	Proteína recombinante de MLH1 humana
Fonte	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P40692
Peso Molecular da Proteína	85kDa
Envio	Saco de gelo