

Anticorpo Monoclonal Anti-MLh3 Para Wb, Elisa - Q9Uhc1

Número do item: CM0004492

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho que visa o MLH3 humano (proteína de reparo de incompatibilidade do DNA MLh3). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para humano e camundongo. Ideal para pesquisa de reparo de DNA e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MLH3 Rabbit mAb
Observações/Apelido	HNPCC7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	27030
GeneID	27030
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1190-1389 do MLH3 humano (NP_001035197.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UHC1
Peso da Proteína	164kDa
Envio	Saco de gelo