


Anticorpo Monoclonal Anti-MLKL De Coelho Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q8Nb16

Número do item: CM0011895



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra MLKL humana (hMLKL) para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para pesquisas sobre necroptose e morte celular programada. Peso da proteína 54kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MLKL Rabbit mAb
Observações/Apeliido	hMLKL
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	197259
GeneID	197259
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 369-471 da MLKL humana (NP_689862.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8NB16
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Saco de gelo