


Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-MLKL Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9D2Y4

Número do item: CM0026889



introdução

Anticorpo policlonar de coelho direcionado à MLKL (proteína semelhante ao domínio de quinase de linhagem mista) de camundongo, validado para aplicações em WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com a MLKL humana. Ideal para estudos de necroptose e morte celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MLKL Rabbit pAb
Observações/Apelidos	9130019I15Rik; MLKL
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	197259
ID do Gene	74568
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-53 da MLKL de camundongo (Q9D2Y4).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9D2Y4
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Bolsa de gelo