


Anticorpo Policloal De Coelho Anti-MLkl - Q8Nb16

Número do item: CM0023728



introdução

MLKL Rabbit pAb é um anticorpo policlonal direcionado à MLKL humana (~54 kDa). É aplicável para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de necroptose e morte celular programada.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MLKL Rabbit pAb
Observações/Apelido	hMLKL; MLKL
Espécie	Humano
ID do Gene	197259
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 369-471 da MLKL humana (NP_689862.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NB16
Peso da Proteína	54 kDa
Envio	Bolsa de gelo