


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-MLL5/Kmt2E Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q8Izd2

Número do item: CM0028702



introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra MLL5 (KMT2E) humano. Validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage com MLL5 de humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de hematopoiese, ciclo celular e regulação da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MLL5 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MLL5; Nkp44L; ODLURO; SETD5B; HDCMC04P
Espécie	Humano
GeneID	55904
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-500 da MLL5 humana (NP_061152.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8IZD2
Peso Proteico	205kDa
Envio	Saco de gelo