

Anticorpo Policlonal Anti-MLLT1/Enl Para Wb E Elisa - Q03111

Número do item: CM0022966



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra MLLT1/ENL humano, um leitor de cromatina do domínio YEATS. Validado para WB e ELISA; apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre cromatina e leucemia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	MLLT1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ENL; LTG19; YEATS1; MLLT1
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	4298
ID do gene	4298
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 190-270 de MLLT1 humano (NP_005925.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q03111
Peso da proteína	62 kDa
Transporte	Bolsa de gelo