

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-MLLT3/AF9 Para Wb, Elisa - P42568

Número do item: CM0005596



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-MLLT3/AF9 de alta qualidade validado para WB e ELISA. Específico para MLLT3/AF9 humano, um leitor de cromatina no complexo de superelongação essencial para regulação da transcrição e manutenção de células-tronco hematopoiéticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho MLLT3/AF9
Observações/Apelido	AF9; YEATS3; MLLT3/AF9
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4300
GeneID	4300
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-150 do MLLT3/AF9 humano (NP_004520.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P42568
Peso Proteico	63kDa
Envio	Saco de gelo