

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-MLLT3/AF9 Para Wb E Elisa - P42568

Número do item: CM0025649



introdução

O anticorpo policlonico de coelho anti-MLLT3/AF9 detecta a proteína AF-9, um leitor de cromatina no complexo de superalongamento. Adequado para WB e ELISA em amostras humanas, apoiando pesquisas em epigenética e leucemia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MLLT3/AF9 Rabbit pAb
Observações/Alias	AF9; YEATS3; MLLT3/AF9
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4300
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-150 da MLLT3/AF9 humana (NP_004520.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P42568
Peso da Proteína	63kDa
Envio	Saco de gelo