


## Anticorpo Policlonal Anti-MLN Para Wb, Ihc-P, Elisa - P12872

Número do item: CM0030170



### introdução

Anticorpo policlonal Anti-MLN produzido em coelho, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconhece a promotilina humana e de rato, um hormônio secretado que regula a motilidade gastrointestinal. Ideal para pesquisas gastrointestinais.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | MLN pAb de Coelho                                                                                                       |
| Observações/Apelido | MLN; motilina                                                                                                           |
| Espécie             | Humano                                                                                                                  |
| GeneID (humano)     | 4295                                                                                                                    |
| GeneID              | 4295                                                                                                                    |
| Imunogênio          | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-115 da MLN humana (NP_002409.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                  |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                  |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                        |
| Reatividade Cruzada | Humano, Rato                                                                                                            |
| SWISS               | P12872                                                                                                                  |
| Peso Proteico       | 13kDa                                                                                                                   |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                            |