

Anticorpo Policlonal Anti-Mlph Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bv36

Número do item: CM0025300

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MLPH humano (Melanofilina), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, rato e rato. Útil para estudos de transporte de melanossomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MLPH Rabbit pAb
Observações/Apelido	SLAC2-A; MLPH
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	79083
ID do Gene	79083
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9BV36
Peso Proteico	66kDa
Envio	Saco de gelo