

Anticorpo Policlonal Anti-MLst8 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bvc4

Número do item: CM0014603



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra MLST8 (GbetaL/mLST8), uma subunidade de mTORC1 e mTORC2; validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Ideal para pesquisas sobre sinalização por nutrientes e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	MLST8 pAb de coelho
Observações/alias	GBL; LST8; POP3; WAT1; GbetaL; MLST8
Espécie	Humano
ID do gene	64223
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-326 da MLST8 humana (NP_001186103.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9BVC4
Peso da proteína	36 kDa
Envio	Bolsa de gelo