


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-MLST8 Para Wb E Elisa - Q9Bvc4

Número do item: CM0016819



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KD direcionado a MLST8 (GbetaL, mLST8), adequado para Western blot e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Reconhece a subunidade MLST8 do complexo mTOR, essencial para a sinalização de crescimento e sobrevivência celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KD Validado] MLST8 Rabbit pAb
Observações/Alias	GBL; LST8; POP3; WAT1; GbetaL; [KD Validado] MLST8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	64223
GeneID	64223
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-326 da MLST8 humana (NP_001186103.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BVC4
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Bolsa de gelo