


Anticorpo Policlonal Anti-Mlycd Para Wb, Elisa - 095822

Número do item: CM0021201



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o MLYCD humano (Malonil-CoA descarboxilase), validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre metabolismo de ácidos graxos e mitocôndrias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MLYCD Rabbit pAb
Observações/Apelido	MCD; MLYCD
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23417
GeneID	23417
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-190 do MLYCD humano (NP_036345.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	095822
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Saco de gelo