


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mmachc Para Wb, Elisa - Q9Y4U1

Número do item: CM0017560



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MMACHC humano (cbIC), validado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Para estudos do metabolismo da cobalamina e vias de metilação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MMACHC Rabbit pAb
Observações/Apelido	cbIC; MMACHC
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	25974
GeneID	25974
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 63-282 do MMACHC humano (NP_056321.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y4U1
Peso Proteico	32kDa
Envio	Bolsa de Gelo