


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mmp1 Para Wb, Elisa - P03956

Número do item: CM0006753



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante direcionado à MMP1 humana (colagenase), adequado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Reagente chave para pesquisa de degradação da matriz extracelular e desenvolvimento de ensaios DIV.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MMP1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	CLG; CLGN; MMP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4312
GeneID	4312
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 93-210 da MMP1 humana (NP_002412.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P03956
Peso da Proteína	54kDa
Transporte	Saco de gelo