


Anticorpo Policlonais De Coelho Anti-Mmp1 Para Wb, Elisa - P03956

Número do item: CM0018522



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MMP1 humana (colagenase intersticial). Validado para WB e ELISA; o imunógeno cobre os aminoácidos 20-280. Ideal para pesquisa de degradação de colágeno e matriz extracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MMP1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CLG; CLGN; MMP1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	4312
GeneID	4312
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-280 da MMP1 humana (NP_002412.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P03956
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Saco de gelo