


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mmp10 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09238

Número do item: CM0026594



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MMP10 humano (Stromelisin-2, SL-2, STMY2). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de matriz extracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MMP10 Rabbit pAb
Observações/Alias	SL-2; STMY2; MMP10
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4319
GeneID	4319
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 237-476 da MMP10 humana (NP_002416.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09238
Peso Proteico	54kDa
Transporte	Bolsa de gelo