

## Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Mmp11 Para Wb, Elisa - P24347

Número do item: CM0028467

### introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra MMP11 humano (stromelisin-3, metaloproteinase de matriz 11) para Western blot e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Alvo nos aminoácidos 239-488. Está implicado na progressão de malignidades epiteliais.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | MMP11 Coelho pAb                                                                                                            |
| Observações/Apelidos | ST3; SL-3; STMY3; MMP11                                                                                                     |
| Espécie              | Humano                                                                                                                      |
| GeneID (humano)      | 4320                                                                                                                        |
| GeneID               | 4320                                                                                                                        |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 239-488 da MMP11 humana (NP_005931.2). |
| Origem               | Coelho                                                                                                                      |
| Categoria            | Anticorpos Policlonados                                                                                                     |
| Aplicação            | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                    |
| SWISS                | P24347                                                                                                                      |
| Peso Proteico        | 55kDa                                                                                                                       |
| Transporte           | Bolsa de gelo                                                                                                               |