

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mmp12 Para Wb, If/Icc, Elisa - P39900

Número do item: CM0023831



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-MMP12 validado para WB, IF/ICC, ELISA em humano, camundongo e rato. Direcionado à metaloelastase de macrófagos, envolvida na remodelação tecidual e elastólise. Ideal para estudos de inflamação e ECM.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MMP12 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ME; HME; MME; MMP-12; MMP12
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4321
ID do Gene	4321
Imunógeno	Peptídeo sintético (aminoácidos 200-300 da MMP12 humana, NP_002417.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P39900
Peso Proteico	54kDa
Envio	Bolsa de gelo