


Anticorpo Monoclonal Anti-Mmp13 Para Wb, Elisa - P45452

Número do item: CM0008001



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho MMP13 validado para WB, ELISA. Reconhece MMP13 humano (colagenase 3), SWISS P45452, com reatividade cruzada para camundongo. Adequado para estudos de degradação da matriz extracelular e desenvolvimento ósseo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MMP13 Rabbit mAb
Observações/Apelido	CLG3; MDST; MANDP1; MMP-13
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4322
GeneID	4322
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 104-272 do MMP13 humano (NP_002418.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P45452
Peso da Proteína	54 kDa
Envio	Saco de gelo