


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mmp13 Para Wb, If/Icc, Elisa - P45452

Número do item: CM0002750



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado à MMP13 humana (colagenase 3). Validado para WB, IF/ICC e ELISA. Adequado para estudos de degradação da matriz extracelular, desenvolvimento ósseo e invasão de câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MMP13 Rabbit mAb
Observações/Alias	CLG3; MDST; MANDP1; MMP-13; MMP13
Espécie	Humana
GeneID	4322
Imunógeno	Peptídeo Sintético (Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 350-450 da MMP13 humana (P45452))
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P45452
Peso Molecular da Proteína	54kDa
Envio	Saco de gelo