


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Mmp14 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P50281

Número do item: CM0025669



introdução

Anticorpo Policlonico de Coelho MMP14 validado para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA em humano e camundongo. Detecta uma metaloproteinase de matriz do tipo membrana de 66 kDa envolvida na remodelação da MEC e migração celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MMP14 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MMP-14; MMP-X1; MT-MMP; MT1MMP; MTMMP1; WNCHRS; MT1-MMP; MT-MMP 1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4323
GeneID	4323
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 21-538 da MMP14 humana (NP_004986.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P50281
Peso da Proteína	66 kDa
Envio	Bolsa de gelo