


Anticorpo Monoclonal Anti-Mmp14/Mt1-Mmp Para Wb, Ihc-P, Fc, Elisa - P50281

Número do item: CM0003304



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado à MMP14/MT1-MMP humana, validado para WB, IHC-P, FC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de matriz extracelular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho MMP14/MT1-MMP
Observações/Apelido	MMP-14; MMP-X1; MT-MMP; MT1MMP; MTMMP1; WNCHRS; MT1-MMP; MT-MMP 1; MMP14/MT1-MMP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4323
ID do Gene	4323
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 da MMP14 humana (P50281)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P50281
Peso Proteico	66kDa
Transporte	Saco de gelo