


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mmp14/Mt1-Mmp Para If/Icc, Elisa - P50281

Número do item: CM0016091



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MMP14/MT1-MMP humano, validado para IF/ICC e ELISA. Ideal para estudar a degradação da matriz extracelular, migração celular, angiogênese e mecanismos de invasão tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MMP14/MT1-MMP Rabbit pAb
Observações/Apelido	MMP-14; MMP-X1; MT-MMP; MT1MMP; MTMMP1; WNCHRS; MT1-MMP; MT-MMP 1; MMP14/MT1-MMP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4323
GeneID	4323
Imunogénio	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 75-174 do MMP14/MT1-MMP humano (NP_004986.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P50281
Peso da Proteína	66kDa
Envio	Sacola de gelo