


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mmp14/Mt1-Mmp Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50281

Número do item: CM0030110



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a MMP14/MT1-MMP, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com MMP14 humana, de camundongo e de rato, adequado para investigar a colagenólise, migração celular e vias de sinalização Notch.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MMP14/MT1-MMP Rabbit pAb
Observações/Apelido	MMP-14; MMP-X1; MT-MMP; MT1MMP; MTMMP1; WNCHRS; MT1-MMP; MT-MMP 1; MMP14/MT1-MMP
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	4323
GeneID	4323
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P50281
Peso Proteico	66kDa
Envio	Saco de gelo