


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mmp16 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P51512

Número do item: CM0016509



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra MMP16 humano (MT3-MMP), adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo. O alvo é uma metaloproteinase de matriz do tipo membranar envolvida na degradação da matriz extracelular e no remodelamento vascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	MMP16 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MMP-X2; C8orf57; MT-MMP2; MT-MMP3; MT3-MMP; MMP16
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4325
GeneID	4325
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 290-565 da MMP16 humana (NP_005932.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P51512
Peso da proteína	70 kDa
Transporte	Bolsa de gelo