


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mmp2 Para Wb E Elisa - P08253

Número do item: CM0006484



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra MMP2 humano (colagenase tipo IV de 72 kDa, gelatinase A, CLG4), validado para WB e ELISA. Detecta MMP2 humano, de rato e de camundongo. Para uso em pesquisa em angiogênese, invasão tumoral e remodelação da matriz.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-MMP2
Observações/Apelido	CLG4; MMP2
Espécie	Humano
ID do Gene	4313
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 451-660 do MMP2 humano (NP_004521.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08253
Peso Proteico	74 kDa
Envio	Saco de gelo