


Anti-Mmp2 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - P08253

Número do item: CM0029299



introdução

O pAb de Coelho MMP2 da CamelBio (P08253) é um anticorpo policlonal adequado para aplicações de WB, IF/ICC e ELISA. Detecta MMP2 humano, de camundongo e de rato; ideal para pesquisas sobre angiogênese, remodelação tecidual e invasão tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MMP2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CLG4; MONA; CLG4A; MMP-2; TBE-1; MMP-II; MMP2
Espécie	Humano
ID do Gene	4313
Imunógeno	Proteína de fusão recombinada contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 451-660 do MMP2 humano (NP_004521.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08253
Peso da Proteína	74kDa
Envio	Saco de gelo