


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mmp2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P08253

Número do item: CM0014797



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho contra MMP2 detecta MMP2 humano, de camundongo e de rato, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Adequado para estudos de angiogênese, invasão tumoral e remodelação tecidual.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MMP2 Rabbit pAb
Observações/Alias	CLG4; MONA; CLG4A; MMP-2; TBE-1; MMP-II; MMP2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4313
Gene ID	4313
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-280 da MMP2 humana (NP_004521.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08253
Peso da Proteína	74kDa
Transporte	Bolsa de gelo